

RV 沙门菌增菌液体培养基系列产品说明书

【产品信息】

培养基类别	干粉培养基	即用型培养基
产品名称	RV 沙门菌增菌液体培养基	RV 沙门菌增菌液体培养基
产品规格	250g/瓶	10mL、100mL.....
储存条件	常温、密封、干燥、避光处	2-25℃，避光保存
有效期限	三年	6个月
使用方法	称取本品 27.1g，置于 1L 蒸馏水中，加热搅拌至完全溶解，分装，115℃高压灭菌 20min，备用。	拆开包装即可使用
产品用途	用于沙门氏菌选择性增菌培养。	

【产品配方】

成分	用量（每升）
大豆胨	4.5g
氯化钠	8.0g
磷酸氢二钾	0.4g
磷酸二氢钾	0.6g
无水氯化镁	13.58g
孔雀绿	0.036g
蒸馏水	1000mL
pH 值：5.2±0.2	

【质量控制】

质控菌株及编号	接菌量 (cfu)	生长状况	菌落特征/生化反应
大肠埃希菌 CMCC (B) 44102	100-1000	弱生长	/
金黄色葡萄球菌 CMCC (B) 26003	100-1000	抑制	/
乙型副伤寒沙门氏菌 CMCC(B)50094	10-100	良好	浑浊
备注：30-35℃培养 18-24 小时。			

【产品标准】

2020 版药典

【注意事项】

- 1、称取培养基时，请做好必要的防护措施。
- 2、培养基应置于避光、干燥处保存，干粉培养基使用后应立即旋紧瓶盖，以免吸潮结块，如本品出现结块请勿使用。
- 3、即用型培养基建议一次性用完，如需进行分装，在无菌环境下进行。
- 4、使用后的培养基应在 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。
- 5、产品质检报告可以登录凯恒生物官方网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载或随货纸质复印件。
- 6、本品不得用于临床检测。

更多产品信息与订购请联系我们！

地址：江苏省南通市兴福路 29 号

电话：0513-85596088

邮箱：info@kinghunt.cn

官网：www.kinghunt.cn

